

## Ficha Técnica

Agitador Mecânico modelo 723 com Base Planetária com aquecimento para 12 kg -  
código 723PA2

Agitador mecânico modelo 723 com base planetária com aquecimento, capacidade de  
12 kg de creme- 230V



Equipamento composto por uma base de agitação planetária com aquecimento e um agitador mecânico modelo 723. Base motorizada com controle e indicação de temperatura e rotação. Raspador com sensor de temperatura que evita acúmulo de material nas laterais do recipiente e faz a leitura da temperatura do produto que será mostrado no controlador. Agitador mecânico para produtos viscosos. Rotação regulável com duas faixas de rotação, corpo em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático. Fornecido com hélice.

Acompanha:

- 1 Base Planetária com aquecimento
  - 1 Agitador Mecânico
  - 2 Hélices para o Agitador Mecânico
  - 1 Raspador com sensor de temperatura
  - 1 Recipiente
- Tensão de alimentação 230V.



### **Agitador modelo 723**

#### Descrição Técnica:

- Agitador mecânico modelo 723;
- Indicado para agitar: até 150 litros de água ou outros líquidos de maior viscosidade em menor capacidade;
- Controle de rotação: eixo de alta rotação (300 a 1.600 rpm) e eixo de alto torque (90 a 400 rpm);
- Viscosidade máxima: até 100.000 mPas (alta);
- Torque aproximado: 210-750 N.cm no eixo de alto torque e 60-150 N.cm no eixo de alta rotação;
- Tacômetro digital: Resolução  $\pm 1$  rpm, precisão  $\pm 50$  rpm
- Potência útil : 155 Watts;
- Potência consumida : 350 Watts;
- Grau de proteção: IP23
- Tensão ; 230V
- Frequência : 50-60 Hz;
- Mandril com chave para haste até 10mm;
- Acompanha uma hélice tipo naval ;



### **Base planetária com aquecimento.**

Descrição Técnica:

- Capacidade de agitação 12 kg de cremes;
- Controle eletrônico linear de rotação de 10 a 50 r/min;
- Tacômetro digital
- Alarme de temperatura
- Controle de temperatura com indicador de 50 a 90 ° C
- Ø placa de aquecimento 250 mm
- Tempo de aquecimento de 25 a 70 ° C - 50 min
- Raspador com sensor de temperatura;
- Potência consumida : 1500 Watts;
- Dimensões do recipiente Ø 250x300x330 mm em inox 304
- Tensão 230V
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha recipiente, raspador e uma hélice tipo ancora ;

Incluso no fornecimento: Recipiente, hélice ancora, raspador. Não inclui o agitador mecânico

Agitador compatível 722 e 723