

## Ficha Técnica

Agitador Magnetico 4L Mod.752A-115V- **código 0752A1**

Agitador Magnetico 4L Mod.752A-230V- **código 0752A2**

Agitador Magnético modelo 752A com aquecimento capacidade ate 4 L com Ø 14 cm  
(acompanha barra magnética 9x25 mm)



### Sobre o produto:


Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção.

### Descrição Técnica:


- Agitador magnético com aquecimento modelo 752A;
- Placa em alumínio inquebrável;
- Controle de temperatura na placa entre 50-360° C;
- Diâmetro da placa de Ø 14 cm;
- Indicado para agitar até 4 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto;
- Controle de temperatura via termostato;
- Potência : 650 W;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon 9x25mm;
- Dimensões (LxPxH): 10 X 18,6 X 22,5cm / Dimensões da embalagem (LxPxH): 28x28x17cm;
- Peso do produto: 1,800 kg / Peso do produto embalado: 2,400 kg

Opcionais:

**Pescador de barras**

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

**Haste traseira**


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

**Barras Magnéticas que também funcionam neste produto**

**Lisas padrão**

	Descrição	Código
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
3x5mm	190.209	


**Triangulares**

	Descrição	Código
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


**Lisas para produtos viscosos**

	Descrição	Código
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


**Ovais**

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
8 x 20	190.230	


**Lisas com anel central**

	Descrição	Código
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


**Octogonais**

	Descrição	Código
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


**Coloridas**

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	
	9 x 25mm VM	190.267
7 x 20mm AZ	190.265	

**Angulares**

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

**Estrela**

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243