

Ficha Técnica

Agitador Magnético 4L Mod.752E-230V- código **0752E2**

Agitador Magnético modelo 752E2 digital com aquecimento capacidade até 4 L com Ø 14 cm (acompanha barra magnética 9x25 mm) – 230V



Sobre o produto:


Agitador magnético digital com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle eletrônico linear de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção.

Descrição Técnica:


- Agitador magnético com aquecimento modelo 752E;
- Placa em alumínio inquebrável;
- Controle digital de temperatura na placa entre 50-300° C;
- Diâmetro da placa de Ø 14 cm;
- Indicado para agitar até 4 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 120 a 1200 r/min e lâmpada piloto;
- Controle digital da temperatura da placa e da rotação;
- Fusível térmico de segurança;
- Potência : 650 W;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon 9x25mm;
- Dimensões (LxPxH): 10 X 18,6 X 22,5cm / Dimensões da embalagem (LxPxH): 28x28x17cm;
- Peso do produto: 1,800 kg / Peso do produto embalado: 2,400 kg

Opcionais:

Pescador de barras

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Haste traseira


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto

Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
3x5mm	190.209	


Triangulares

	Descrição	Código
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


Lisas para produtos viscosos

	Descrição	Código
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


Ovais

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
8 x 20	190.230	


Lisas com anel central

	Descrição	Código
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


Coloridas

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	
	9 x 25mm VM	190.267
7 x 20mm AZ	190.265	

Angulares

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

Estrela

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243