


Ficha Técnica

Conjunto de 6 agitadores magneticos com aquecimento 6 provas de 4 L Mod.752A-6-230V- código 752A62

Conjunto de 6 agitadores magneticos modelo 752A-6 com aquecimento capacidade de 6 provas de ate 4L com Ø 14 cm, acompanha 6 barras magnéticas 9x25 mm, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em alumínio



Sobre o produto:


Conjunto de 6 agitadores magnéticos com aquecimento, fabricados em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Acompanha 6 barras magnética, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em alumínio. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Disponível somente em 230V.

Descrição Técnica:


- Conjunto de 6 agitadores magnéticos com aquecimento;
- Controle de temperatura na placa entre 50-360°;
- Capacidade: Seis provas de até 4 L
- Diâmetro da placa de Ø 14 cm;
- Indicado para agitar e aquecer 6 provas de até 4 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto;
- Potência : 3900 W (650 W para cada placa);
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões (LxPxH): 101 x 22 x 10 cm / Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg / Peso do produto embalado: kg

Opcionais:

Pescador de barras

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Haste traseira


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto

Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
3x5mm	190.209	


Triangulares

	Descrição	Código
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


Lisas para produtos viscosos

	Descrição	Código
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


Ovais

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
8 x 20	190.230	


Lisas com anel central

	Descrição	Código
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


Coloridas

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	
	9 x 25mm VM	190.267
7 x 20mm AZ	190.265	

Angulares

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

Estrela

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243

Características técnicas podem mudar sem prévio aviso

www.fisatom.com.br