

Ficha Técnica

Agitador Magnético 10L Mod.753D-230V- código 0753D2

Agitador Magnético modelo 753D digital com aquecimento e controle externo, capacidade até 10L com Ø 18 cm (acompanha barras magnéticas 9x25, 11x37 e 11x52 mm) – 230V



Sobre o produto:


Agitador magnético digital com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle eletrônico linear de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Permite o controle da temperatura na placa ou do produto agitado através de um sensor externo. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Acompanha um conjunto de barras magnéticas.

Descrição Técnica:


- Agitador magnético sem aquecimento modelo 753D;
- Placa em alumínio inquebrável;
- Controle de temperatura na placa entre 50-300° C;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Controle de temperatura da placa por sistema de PID de 50° a 300°;
- Indicado para agitar até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 120 a 1200 r/min e lâmpada piloto;
- Controle digital da temperatura da placa e da rotação;
- Fusível térmico de segurança;
- Alarme e autotuning (adéqua o controle do aquecimento ao produto específico, acelerando o processo)
- Potência : 1100 W;
- Frequência : 60 Hz;
- Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm, além de uma sonda de temperatura externa em aço inoxidável de 20 cm, uma haste traseira com 30 cm e pinças model 462 e 470
- Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm;
- Peso do produto: 3,107 kg/ Peso do produto embalado: 5,051kg;

Opcionais:

Pescador de barras

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Haste traseira


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto

Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x50mm	190.216
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
	3x10mm	190.209


Triangulares

	Descrição	Código
	14x15x50mm	190.235
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233

Lisas para produtos viscosos

	Descrição	Código
	10x50mm	190.219
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


Ovais

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
	8 x 20	190.230

Lisas com anel central

	Descrição	Código
	11x52mm	190.225
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	11x52mm	190.262
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


Coloridas

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	190.266
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

Angulares

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

Estrela

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243