

## Ficha Técnica

Conjunto de 3 agitadores magneticos com aquecimento para 3 provas de 10 L  
Mod.753A-230V- código **753A32**

Conjunto de 3 agitadores magneticos modelo 753A-3, com aquecimento, capacidade de 3 provas de até 10 L com Ø 18 cm, acompanha 9 barras magnéticas de três tipos diferentes, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em alumínio.



### Sobre o produto:


Conjunto de 3 agitadores magnéticos com aquecimento, fabricados em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Acompanha 9 barras magnética de três tipos diferentes, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em aluminio. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção. Disponível somente em 230V.

### Descrição Técnica:


- Conjunto de 3 agitadores magnéticos com aquecimento;
- Controle de temperatura na placa entre 50-360°;
- Capacidade: Três provas de até 10 L cada;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Indicado para agitar 3 provas de até 10 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto;
- Potência: 3300 W (1100 W em cada agitador);
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha nove barras magnéticas revestida em Teflon, três de cada um dos modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm;
- Dimensões (LxPxH): 63 x26 15 cm / Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg/ Peso do produto embalado: kg;

Opcionais:

**Pescador de barras**

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

**Haste traseira**


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

**Barras Magnéticas que também funcionam neste produto**

**Lisas padrão**

	Descrição	Código
	7x50mm	190.216
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
	3x10mm	190.209


**Triangulares**

	Descrição	Código
	14x15x50mm	190.235
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


**Lisas para produtos viscosos**

	Descrição	Código
	10x50mm	190.219
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


**Ovais**

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
	8 x 20	190.230

**Lisas com anel central**

	Descrição	Código
	11x52mm	190.225
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


**Octogonais**

	Descrição	Código
	11x52mm	190.262
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


**Coloridas**

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	190.266
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

**Angulares**

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

**Estrela**

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243