

## Ficha Técnica

Agitador Mecânico mod. 722 com Base Planetária com aquecimento para 713 - código **4504PA**

Base planetária capacidade de 5 kg de creme, com aquecimento para ser utilizado em conjunto com o agitador mecânico, rotação controlável 10 a 50 r/min com recipiente, raspador e hélice ancora para o agitador- 230V



Base de agitação planetária com aquecimento, ideal para ser utilizada com agitadores mecânicos, dobrando sua capacidade de agitação. Motorizada com controle e indicação de temperatura e rotação. Raspador com sensor de temperatura que evita acúmulo de material nas laterais do recipiente e faz a leitura da temperatura do produto que será mostrado no controlador.

### Descrição Técnica:

- Capacidade de agitação 5 kg de cremes;
- Controle eletrônico linear de rotação de 10 a 50 r/min;
- Tacômetro digital
- Alarme de temperatura
- Controle de temperatura com indicador de 50 a 90 ° C
- Ø placa de aquecimento 250 mm
- Tempo de aquecimento de 25 a 70 ° C - 25min
- Raspador com sensor de temperatura;
- Potência consumida : 1500 Watts;
- Dimensões do recipiente Ø 220x200x300 mm em inox 304
- Tensão 230V
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha recipiente, raspador e uma hélice tipo ancora ;
- Dimensões (LxPxH): / Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg
- Peso do suporte: kg
- Peso do produto embalado: kg

Incluso no fornecimento: Recipiente, hélice ancora, raspador. Não inclui o agitador mecânico Agitador compatível 713D

Características técnicas podem mudar sem  
prévio aviso  
[www.fisatom.com.br](http://www.fisatom.com.br)