

## Ficha Técnica

Placa aquecedora Ø 10 cm até 360°C Mod.501-6-115V- código **005011**

Placa aquecedora Ø 10 cm até 360°C Mod.501-6-230V- código **005012**

Placa aquecedora modelo 005011 com Ø10 cm, até 360°C com 270 W



Placa aquecedora em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão das placas, temperatura das placas controlada por termostato capilar, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC.

### Descrição Técnica:

- Placa aquecedora modelo 501;
- Diâmetro da placa de Ø 10 cm;
- Controle de temperatura: 50 a 360 °C (Temperatura da placa)
- Potência: 270 W;
- Frequência : 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): cm/ Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg