

Fisatom

Ficha Técnica

BANHO DE AQUECIMENTO 4 L ATÉ 120°C MOD.550 - 115V - código: 005501

BANHO DE AQUECIMENTO 4 L ATÉ 120°C MOD.550 - 230V - código: 005502

Descrição complementar:

Banho de aquecimento redondo de 4 L com temperatura até 120°C modelo 550.




Banho de aquecimento com corpo em alumínio e pintura em epóxi eletrostática, cuba em aço inoxidável 304 e plataforma interna.

- Dimensões da cuba: Ø 25 x 12 cm;
- Capacidade: 4 L;
- Controle de temperatura: Termostato capilar;
- Faixa de temperatura: 50 à 120°C;
- Estabilidade (dependente de circulação): ± 4 °C;
- Potência : 1.200 Watts;
- Grau de proteção: IP02;
- Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Incluso: 1 plataforma interna **cód. 260.070**.

OPCIONAIS



Tampa de 5 anéis
Para reduções de Ø 17; 13; 9,5 e 6,5 cm
– cód. 280.860



Plataforma interna
– cód. 260.070