

# Fisatom

## Ficha Técnica

BANHO DE AQUECIMENTO 4 L ATÉ 175°C MOD.553 - 115V - código: 005531

BANHO DE AQUECIMENTO 4 L ATÉ 175°C MOD.553 - 230V - código: 005532

Descrição complementar:

Banho de aquecimento redondo de 4 L com temperatura até 175°C modelo 553.




Banho de aquecimento com corpo em alumínio e pintura em epóxi eletrostática, cuba em aço inoxidável 304 e plataforma interna.

- Dimensões da cuba: Ø 25 x 12 cm;
- Capacidade: 4 L;
- Controle de temperatura: Termostato capilar;
- Faixa de temperatura: 50 à 175°C;
- Estabilidade ( dependente de circulação ): ± 4 °C;
- Potência : 1.200 Watts;
- Isolação térmica : Sim;
- Grau de proteção: IP02;
- Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Acompanha 1 plataforma interna cód. 260.070.

## OPCIONAIS



**Tampa de 5 anéis**  
Para reduções de Ø 17; 13; 9,5 e 6,5 cm  
– **cód. 280.860**



**Plataforma interna**  
– **cód. 260.070**