

## Ficha Técnica

BANHO DE AQUECIMENTO 3 L ATÉ 150°C MOD.558 - 115V - código: 005581

BANHO DE AQUECIMENTO 3 L ATÉ 150°C MOD.558 - 230V - código: 005582

Descrição complementar:

Banho de aquecimento redondo de 3 L com temperatura até 150°C modelo 558.



Banho de aquecimento com corpo em alumínio e pintura em epóxi eletrostática, cuba em aço inoxidável 304 e plataforma interna.

- Dimensões da cuba: Ø 24 x 11 cm - semi-esférica;
- Capacidade: 3 L;
- Controle de temperatura: Digital - PID;
- Faixa de temperatura: 50 à 150°C;
- Estabilidade ( dependente de circulação ): ± 1 °C;
- Resolução: 0,1°C;
- Potência: 1.000 Watts;
- Isolação térmica: Sim;
- Grau de proteção: IP02;
- Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: kg;
- Peso do produto embalado: kg.