

Ficha Técnica

BANHO DE AQUECIMENTO 20 L ATÉ 175°C MOD.577 - 230V - código: 005772

Descrição complementar:

Banho de aquecimento retangular de 20 L com temperatura até 175°C modelo 577.



Banho de aquecimento com bomba de circulação, com corpo metálico e pintura em epóxi eletrostática, cuba em aço inoxidável 304 sem emendas com cantos arredondados, controle de temperatura digital e plataforma interna.

- Capacidade: 20 L;
- Bomba de circulação: 6 L/min.;
- Dimensões úteis da cuba (sem plataforma interna): 29 x 34 x 15 cm (LxPxA);
- Dimensões úteis da cuba (com plataforma interna): 29 x 34 x 12 cm (LxPxA);
- Controle de temperatura: Digital - PID;
- Faixa de temperatura: (ambiente + 5) até 175°C;
- Estabilidade (dependente de circulação): $\pm 0,5$ °C;
- Resolução : 0,1°C;
- Potência : 1.500 Watts;
- Isolação térmica : Sim;
- Grau de proteção: IP02;
- Tensão de alimentação: 230V de 210 a 240V;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões: 60 x 41 x 28 cm (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: 10 kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Incluso 1 plataforma interna **cód. 260.550**.


OPCIONAIS




**Tampa de cobertura
com altura de 6 cm**
– cód. 260.630



Tampa de 4 bocas
Com redução de diâmetro 10,5; 8,6;
6,4 e 3,6 cm, em todas as bocas.
– cód. 260.430



Plataforma interna
– cód. 260.550



**Certificado de calibração
Rastreável RBC**