

Ficha Técnica

BANHO DE AQUECIMENTO 28 L ATÉ 175°C MOD.588 - 230V - código: 005882

Descrição complementar:

Banho de aquecimento retangular de 28 L com temperatura até 175°C modelo 588.



Banho de aquecimento com corpo metálico e pintura em epóxi eletrostática, cuba em aço inoxidável 304 sem emendas com cantos arredondados, controle de temperatura digital e plataforma interna.

- Capacidade: 28 L;
- Dimensões úteis da cuba (sem plataforma interna): 49 x 29 x 20 cm (LxPxA);
- Dimensões úteis da cuba (com plataforma interna): 49 x 29 x 18 cm (LxPxA);
- Controle de temperatura: Digital - PID;
- Faixa de temperatura: (ambiente + 5) até 175°C;
- Estabilidade (dependente de circulação): ± 1 °C;
- Resolução : 0,1°C;
- Potência : 2.500 Watts;
- Isolação térmica : Sim;
- Grau de proteção: IP02;
- Tensão de alimentação: 230V de 210 a 240V;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Dimensões: 60 x 41 x 28 cm (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: 9,2 kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Incluso 1 plataforma interna **cód. 260.550.**

