

Ficha Técnica

Agitador Magnético para 5 provas de 0,8 L cada Mod.751 - bivolt - **código 007615**

Agitador Magnético 761-5 bivolt sem aquecimento capacidade até 5 provas com 0,800 L cada acompanha barra magnética 9x25 mm




Agitador magnético com acabamento em epóxi eletrostático. Com controle de rotação. Acompanha 5 barras magnéticas 9 x 25.

Descrição Técnica:

- Agitador magnético sem aquecimento modelo 761-5;
- Indicado para agitar: até 5 provas de 0,8 litro de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Sem motor, sem peças móveis - maior durabilidade;
- Controle eletrônico linear de rotação de 50 a 1000 r/min;
- Potência: 25 W;
- Frequência : 50-60Hz;
- Peso do produto: 3,8 kg; - Peso do produto embalado: 6 kg;
- Dimensões da embalagem: 38 x 60 x13,5 cm (LxPxH);
- Acompanha 5 barras magnéticas revestidas em Teflon 9x25mm cód. 190223;


Opcionais:

Pescador de barras


	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto


Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
3x5mm	190.209	


Ovais

	Descrição	Código
	8 x 20	190.230


Lisas com anel central

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.260

Coloridas

	Descrição	Código
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

Angulares

	Descrição	Código
	8 x 22mm	190.240