

## Ficha Técnica

Placa aquecedora dupla Ø 14 Mod.502-2-115V- código **050221**

Placa aquecedora dupla Ø 14 Mod.502-2-230V- código **050222**

Placa aquecedora dupla Ø 14 Mod.502-2 até 360° com 1300 W para 2 provas de 1L



Placa aquecedora dupla, em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão das placas, temperaturas das placas controladas por termostato capilar, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC.

### Descrição Técnica:

- Placa aquecedora dupla modelo 502-2;
- Capacidade: Duas provas de até 1 L
- Diâmetro da placa de Ø 14 cm;
- Controle de temperatura: 50 a 360 °C (Temperatura da placa)
- Potência total: 1300 W (650 W em cada placa);
- Frequência : 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): 34 x 20 x 10,5/ Dimensões da embalagem (LxPxH):38 x 60 x 13,5;
- Peso do produto: 3,2 kg /Peso do produto embalado: 7 kg

\*A temperatura depende do calor específico e da quantidade