

Ficha Técnica

Conjunto de 3 placas aquecedoras Ø 18 até 360°C Mod.503-3-230V- **código 050332**

Conjunto modelo 503-3, de 3 placas aquecedoras Ø18 cm, até 360°C com 3150 W para 3 provas



Conjunto de 3 placas aquecedoras em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão das placas, temperatura das placas controlada por termostato capilar, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC.

Descrição Técnica:

- Conjunto de 3 placas aquecedoras;
- Capacidade: Três provas de até 2 L;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Controle de temperatura: 50 a 360 °C (Temperatura da placa)
- Potência total: 3150 W (1050 W em cada placa);
- Frequência: 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): 61 x 21 x 10,5 cm/ Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg