


Ficha Técnica

Conjunto de 6 placas aquecedoras Ø 18 até 360°C Mod.503-6-230V- **código 050362**

Conjunto 503-6, de 6 placas aquecedoras Ø18 cm, até 360°C com 6300 W para 6 provas de 2 L



Conjunto de 6 placas aquecedoras em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão das placas, temperatura das placas controlada por termostato capilar, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC.

Descrição Técnica:

- Conjunto de 6 placas aquecedoras;
- Capacidade: Seis provas de até 2 L;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Controle de temperatura: 50 a 360 °C (Temperatura da placa)
- Potência total: 6300 W (1050 W em cada placa);
- Frequência: 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): 122 x 21 x 10,5 cm/ Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg