

Ficha Técnica

Conjunto de 3 agitadores magneticos 3 provas de 12L Mod.753-115V- **código 075331**

Conjunto de 3 agitadores magneticos 3 provas de 12L Mod.753-230V- **código 075332**

Conjunto de 3 agitadores magneticos modelo 753-3 sem aquecimento capacidade de 3 provas de ate 12L com Ø 18 cm, acompanha 9 barras magnéticas de três tipos diferentes, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em alumínio



Sobre o produto:


Conjunto de 3 agitadores magnéticos, fabricados em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Acompanha nove barras magnética de três tipos diferentes, 2 colunas, 1 suporte horizontal, garras e mufas em alumínio. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção.

Descrição Técnica:


- Conjunto de 3 agitadores magnéticos sem aquecimento;
- Capacidade: Três provas de até 12 L cada;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Indicado para agitar 3 provas de até 12 litros de água e outros líquidos com viscosidade semelhante.
- Controle eletrônico linear de rotação de 100 a 1800 r/min e lâmpada piloto;
- Potência : 120 W (40 W para cada placa);
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha nove barras magnéticas revestida em Teflon, três de cada um dos modelos 9x25mm, 11x37mm e 11x52mm;
- Dimensões da embalagem (LxPxH): 42x42x26 cm
- Peso do produto: 4,624 kg/ Peso do produto embalado: 2,550 kg

Opcionais:

Pescador de barras

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Haste traseira


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto

Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x50mm	190.216
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
	3x10mm	190.209


Triangulares

	Descrição	Código
	14x15x50mm	190.235
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


Lisas para produtos viscosos

	Descrição	Código
	10x50mm	190.219
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217


Ovais

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
	8 x 20	190.230

Lisas com anel central

	Descrição	Código
	11x52mm	190.225
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	11x52mm	190.262
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


Coloridas

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	190.266
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

Angulares

	Descrição	Código
	10 x 38mm	190.241
	8 x 22mm	190.240

Estrela

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243