

Ficha Técnica

PROT.CONTRA RESPINGOS P/ BAL. DE 125 E 250ML - código: 100.540

Descrição complementar:

Protetor contra respingos modelo 100.540 para mantas 12,12E,22,22E,12M,22M,27,47.



Protetor internamente confeccionado em silicone e externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

- Protetor contra respingos – “ Splash Guards”;
- Para Balões de: 125 E 250ML;
- Para mantas: 12, 12E, 22, 22E, 12M, 22M, 27, 47;
- Temperatura máxima suportada: 200°C;
- Peso do produto: kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Dimensões : (Diâm. x Alt.);
- Dimensões da embalagem: (LxPxH).

Exemplo de utilização



* FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.