

Ficha Técnica

PROT.CONTRA RESPINGOS P/ BAL. DE 500ML E 1L - código: 100.550

Descrição complementar:

Protetor contra respingos modelo 100.550 para mantas 52,52E,102,102E,52M,102M,107,207



Protetor internamente confeccionado em silicone e externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

- Protetor contra respingos – “ Splash Guards”;
- Para Balões de: 500ML E 1L;
- Para mantas: 52, 52E, 102, 102E, 52M, 102M, 107, 207;
- Temperatura máxima suportada: 200°C;
- Peso do produto: kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Dimensões : (Diâm. x Alt.);
- Dimensões da embalagem: (LxPxH).

Exemplo de utilização



* FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.