

Ficha Técnica

PROT.CONTRA RESPINGOS P/ BAL. DE 10 E 12L - código: 100.570

Descrição complementar:

Protetor contra respingos modelo 100.570 para mantas 1212,1202



Protetor internamente confeccionado em silicone e externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

- Protetor contra respingos – “ Splash Guards”;
- Para Balões de: 10 E 12L;
- Para mantas: 1212, 1202;
- Temperatura máxima suportada: 200°C;
- Peso do produto : kg;
- Peso do produto embalado: kg;
- Dimensões : (Diâm. x Alt.);
- Dimensões da embalagem: (LxPxH).

Exemplo de utilização



* FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.