

## Ficha Técnica

PROT.CONTRA RESPINGOS P/ BAL. DE 20 E 24L - código: 100.580

Descrição complementar:

Protetor contra respingos modelo 100.580 para mantas 2422,2402



Protetor internamente confeccionado em silicone e externamente em alumínio com pintura em epóxi eletrostático, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

- Protetor contra respingos – “ Splash Guards”;
- Para Balões de: 20 E 24L;
- Para mantas: 2422, 2402;
- Temperatura máxima suportada: 200°C;
- Peso do produto:           kg;
- Peso do produto embalado:           kg;
- Dimensões :                           (Diâm. x Alt.);
- Dimensões da embalagem:                           (LxPxH).

Exemplo de utilização



\* FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.