

## Ficha Técnica

Conjunto modelo 713DP, inclui Agitador mecânico (modelo 713D) e base planetária (450-P), capacidade de 5 kg de creme. Bivolt (115V ou 230V) - código 0713DP

Conjunto modelo 713DP, inclui Agitador mecânico (modelo 713D) e base planetária (450-P), capacidade de 5 kg de creme.



Equipamento composto por uma base de agitação planetária e um agitador mecânico modelo 713D. Base motorizada com controle de rotação. Raspador que evita acúmulo de material nas laterais do recipiente. Agitador mecânico para produtos semi viscosos com viscosidade até 100.000 mPas. Rotação regulável por circuito eletrônico com compensação automática de rotação, dois eixos de rotação, corpo em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático.

Acompanha:

- 1 Base Planetária
- 1 Agitador Mecânico
- 2 Hélices para o Agitador Mecânico
- 1 Raspador com sensor de temperatura
- 1 Recipiente
- Tensão de alimentação Bivolt (115 ou 230V)

## Agitador mecânico modelo 713D



### Descrição Técnica:

- Agitador mecânico modelo 713DS;
- Indicado para agitar até 25 litros de água ou outros líquidos de maior viscosidade em menor capacidade;
- Controle eletrônico linear de rotação com dois eixos de rotação, eixo de alta rotação (120 a 5.000 r/min) e eixo de alto torque (10 a 280 r/min);
- Viscosidade máxima: 10.000 mPas (Media) no eixo de alta rotação e 100.000 mPas (alta) no eixo de alto torque;
- Torque aproximado: 5 N.cm no eixo de alta rotação e 90 N.cm no eixo de alto torque;
- Tacômetro digital e aviso de sobrecarga. Resolução  $\pm 10$  r/min, precisão  $\pm 50$  r/min;
- Timer regressivo;
- Potência consumida: 70 - 130 Watts;
- Grau de proteção: IP40;
- Bivolt ; 115V ou 230V (automático);
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha uma hélice tipo naval.



Descrição Técnica:

- Capacidade de agitação 5 kg de cremes;
- Controle eletrônico linear de rotação de 10 a 50 r/min;
- Tacômetro digital
- Raspador;
- Dimensões do recipiente Ø 220x200x300 mm em inox 304
- Tensão 230V
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha recipiente, raspador e uma hélice tipo ancora ;

Incluso no fornecimento: Recipiente, hélice ancora, raspador. Não inclui o agitador mecânico

Agitador compatível 713D

Características técnicas podem mudar sem  
prévio aviso  
[www.fisatom.com.br](http://www.fisatom.com.br)