

Ficha Técnica

Agitador Magnético 1L Mod.751 - 115V - código 007511

Agitador Magnético 1L Mod.751 - 230V - código 007512

Agitador Magnético modelo 751 sem aquecimento capacidade até 1 L com Ø 10 cm
(acompanha barra magnética 9x25 mm)




Agitador magnético, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Acompanha uma barra magnética. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção.

Descrição Técnica:


- Agitador magnético sem aquecimento modelo 751;
- Diâmetro da placa: 10 cm;
- Indicado para agitar: até 1 litro de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Sem motor, sem peças móveis - maior durabilidade;
- Controle eletrônico linear de rotação de 50 a 1200 r/min. e lâmpada piloto;
- Potência : 5 W;
- Frequência : 50-60Hz;
- Peso do produto: 0,9 kg;
- Peso do produto embalado: 1,2 kg;
- Dimensões: 12x16x4,5 cm (LxPxH);
- Dimensões da embalagem: 21,5x23x15 cm (LxPxH);
- Acompanha uma barra magnética revestida em Teflon 9x25mm cód. 190223;

Opcionais:

Pescador de barras


	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Haste traseira


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto


Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x25mm	190.213
	7x20mm	190.212
	5x15mm	190.211
	3x10mm	190.210
	3x5mm	190.209


Ovais

	Descrição	Código
	8 x 20	190.230


Lisas com anel central

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.260

Coloridas

	Descrição	Código
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

Angulares

	Descrição	Código
	8 x 22mm	190.240