

Ficha Técnica

Agitador de tubos tipo vortex modelo 778-115V- código 007781

Agitador de tubos tipo vortex modelo 778-230V- código 007782

Agitador de tubos tipo vortex modelo 778, com controle de rotação de 500 a 2600 r/min



Agitador tipo vortex, com acionamento contínuo ou por pressão, para tubos de ensaio de até Ø 2,5 cm, com design que dificulta a entrada de líquidos em seu interior. Plataforma de agitação em Viton, base de alumínio, estável e compacta com pés de PVC antiderrapante. Acionamento automático quando o tubo é pressionado na plataforma ou funcionamento contínuo, movimento orbital horizontal.

Descrição Técnica:

- Agitador vortex modelo 778;
- Para tubos de 5 a 20 ml
- Controle de rotação mecânico
- Potência: 136 W;
- Frequência: 50-60Hz;
- Dimensões (LxPxH): 18,5 x 13 x 15,5 cm / Dimensões da embalagem (LxPxH): 42 x 42 x 26 cm;
- Peso do produto: 2,3 kg /Peso do produto embalado: 3,8 kg