

Ficha Técnica

Agitador orbital tipo shaker modelo 786-bivolt- código 000786

Agitador orbital bivolt modelo 786, com controle de rotação de 20 a 200 r/min



Agitador bivolt com curso de 20 mm compacto e silencioso de movimento orbital entre 20 e 200 r/min. Com controle de rotação, tacômetro digital e timer até 99h59' para desligamento automático. Acompanha suporte universal.

Descrição Técnica:

- Agitador orbital modelo 786;
- Peso máximo de agitação: 9 kg;
- Potência: 70 W;
- Frequência: 50-60Hz;
- Tensão da rede: Bivolt 115 ou 230 V
- Peso do equipamento: 12 kg;
- Dimensões (LxPxH): 36 x 40 x 17 cm / Dimensões da embalagem (LxPxH): 42 x 42 x 26 cm;
- Peso do produto: 22 kg /Peso do produto embalado: 23,8 kg