

## Ficha Técnica

Placa aquecedora Ø 18 Mod.503-230V- código 005032

Placa aquecedora 230V mod. 503, Ø 18 cm com 1050 W




Placa aquecedora 230 V em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, temperatura da placa controlada por termostato capilar, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC.

### Descrição Técnica:


- Placa aquecedora modelo 503;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Controle de temperatura: 50 a 360 °C (Temperatura da placa)
- Potência : 1050 W;
- Frequência: 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): / Dimensões da embalagem (LxPxH);
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg

### Opcionais:

#### Haste traseira

|   | Descrição | Código  |
|---|-----------|---------|
|  | HASTE     | 360.370 |

#### Mufa auxiliar da haste

|  | Descrição       | Código  |
|--|-----------------|---------|
|  | 470- até Ø 16mm | 300.090 |