

Ficha Técnica

Agitador Magnético 14L Mod.754A-115V- código **0754A1**

Agitador Magnético 14L Mod.754A-230V- código **0754A2**

Agitador Magnético modelo 754ª com aquecimento capacidade até 14L com Ø 18 cm
(acompanha barras magnéticas 11x52, 13x65 e 14x76 mm)




Sobre o produto:

Agitador magnético com aquecimento, fabricado em alumínio injetado e acabamento em epóxi eletrostático para maior durabilidade e robustez. Com controle de rotação. Resistência blindada incorporada à placa com temperatura uniforme por toda a extensão. Acompanha um conjunto de barras magnéticas. Design moderno e avançado, valorizando o ambiente de trabalho com segurança e reduzindo o custo de manutenção.

Descrição Técnica:

- Agitador magnético com aquecimento modelo 754A;
- Placa em alumínio inquebrável;
- Controle de temperatura na placa entre 50-360° C;
- Diâmetro da placa de Ø 18 cm;
- Indicado para agitar até 14 de água e outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Controle eletrônico linear de rotação de 120 a 1500 r/min e lâmpada piloto;
- Controle de temperatura via termostato;
- Potência : 1100 W;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Acompanha as barras magnéticas revestida em Teflon modelos 11x52mm, 31x65mm e 14x76mm;
- Dimensões da embalagem (LxPxH): 42 x 42 x 26;
- Peso do produto embalado: 4,027 kg / Peso do produto: 6 kg;

Tempo de Aquecimento



Teste efetuados a 1000m altitude e tensão de 230V

Opcionais:

Pescador de barras



Descrição	Código
13 x 350mm	300.090

Haste traseira



Descrição	Código
HASTE	360.370

Barras Magnéticas que também funcionam neste produto


Lisas padrão

	Descrição	Código
	7x50mm	190.216
	7x40mm	190.215
	7x30mm	190.214
	7 x 25mm	190.213
	7 x 20mm	190.212
	5 x 15mm	190.211


Lisas para produtos viscosos

	Descrição	Código
	16x100mm	190.222
	13x80mm	190.221
	13x65mm	190.220
	10x50mm	190.219
	9 x 40mm	190.218
	9 x 30mm	190.217

Triangulares

	Descrição	Código
	14x15x50mm	190.235
	13x13x40mm	190.234
	10x10x25mm	190.233


Ovais

	Descrição	Código
	14 x 40	190.232
	10 x 30	190.231
	8 x 20	190.230


Lisas com anel central

	Descrição	Código
	16x80mm	190.227
	14x76mm	190.226
	11x52mm	190.225
	11x37mm	190.224
	9 x 25mm	190.223


Octogonais

	Descrição	Código
	11x52mm	190.262
	11 x 37mm	190.261
	9 x 25mm	190.260


Coloridas

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	190.266
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

Angulares

	Descrição	Código
	14x61mm	190.242
	10x38mm	190.241
	8x22mm	190.240

Estrela

	Descrição	Código
	Ø 22mm x 10mm	190.243