

## Ficha Técnica

Determinador de Ponto de Fusão até 300 °C Mod.433-115V- código **004331**

Determinador de Ponto de Fusão até 300 °C Mod.433-230V- código **004332**

Determinador de Ponto de Fusão, de 50°C até 300 °C Modelo 433



Determinador de Ponto de Fusão a seco, visual com sistema óptico de maior aumento facilitando visualização do ponto de fusão e com intensa iluminação memória para registro da temperatura de fusão, design compacto e ergonômico. Utiliza pouco espaço na bancada e maior conforto postural para o usuário.

### Descrição Técnica:

- Ponto de fusão visual modelo 433;
- Amostras ao mesmo tempo: 3
- Sistema óptico: Aumento de 4X
- Faixa de utilização: de 50 a 300 °C
- Potência: 50 W;
- Frequência: 50-60Hz;
- Dimensões (LxPxH): / Dimensões da embalagem (LxPxH);;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg
- Acompanha pasta térmica, 150 pçs de tubo capilar, termômetro de vidro com certificado de calibração, haste de inox para limpeza interna do bloco de aquecimento