

Ficha Técnica

Agitador Mecânico 20 L Mod. 715W – Bivolt - código 715WS

Agitador Mecânico com capacidade até 20 L de líquidos, rotação controlável 170 a 2000 r/min com hélice e suporte. modelo 715WS



Agitador mecânico para produtos com viscosidade até 10.000 mPas. Rotação regulável por circuito eletrônico com compensação automática de rotação, corpo em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático. Fornecido com suporte e hélice.

- Indicado para agitar: até 20 litros de água ou outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Viscosidade máxima: 10.000 mPas (Media);
- Controle eletrônico linear de rotação: de 170 a 2000 r/min;
- Tacômetro digital e aviso de sobrecarga;
- Potência consumida: 70 - 130Watts;
- Torque aproximado: 5 N.cm;
- Grau de proteção: IP41;
- Bivolt ; 115 ~ 230V (automático);
- Frequência : 50 - 60 Hz;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: 2,1 Kg;
- Peso do suporte: 2,5 Kg;
- Peso do produto embalado: Kg
- Acompanha suporte e uma hélice tipo naval.

Opcionais:



Suporte universal
Modelo 450-2
- cód. 045020



Mufa dupla
Modelo 470
- cód. 004700



Haste 28 cm com hélice
centrifuga Ø 3 cm
- cód. 200.350



Haste 28 cm com hélice
centrifuga Ø 5 cm
- cód. 200.360



Haste 28 cm com hélice
naval Ø 6 cm
- cód. 200.430



Haste 28 cm com hélice
paleta
Fechada Ø 1,5cm
Aberta Ø 10cm
- cód. 200.470



Haste 28 cm com hélice
naval PTFE Ø 7 cm
- cód. 200.720



Haste 28 cm com hélice
naval ECTFE Ø 5 cm
- cód. 200.490