

## Ficha Técnica

Agitador Mecânico 6 L Mod.711 - 115V - código 0711S1

Agitador Mecânico 6 L Mod.711 - 230V - código 0711S2

Agitador Mecânico com capacidade até 6 L de líquidos com hélice e suporte. modelo 711S



Agitador mecânico para produtos com viscosidade similar à água. Rotação regulável por circuito eletrônico, corpo em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático. Fornecido com suporte e hélice.

- Indicado para agitar: até 6 litros de água ou outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Viscosidade máxima: 100 mPas
- Controle eletrônico linear de rotação: de 170 a 2000 r/min e lâmpada piloto;
- Grau de proteção: IP43
- Potência consumida: 40 Watts;
- Frequência : 50-60 Hz;
- Tensão de alimentação: Mod. 115V de 110 a 140V; Mod. 230V de 210 a 240V;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: Kg;
- Peso do produto embalado: Kg;
- Acompanha suporte e uma hélice tipo naval;

Opcionais:



**Suporte universal  
modelo 450-1  
- cód. 045010**



**Mufa dupla  
modelo 470  
- cód. 004700**



**Haste 18 cm com hélice  
naval Ø 6 cm  
- cód. 200.120**



**Haste 18 cm com hélice  
pá Ø 5 cm  
- cód. 200.040**