



Mantas aquecedoras classe 650

Para o aquecimento de balões de fundo redondo, para temperaturas de até 650°. Incluso um regulador de potência modelo 407, com resistência incorporada, externamente em alumínio com pintura eletrostática em epóxi, isolamento térmico em quartzo que permite ótimo rendimento, segurança e economia de energia, distribuição homogênea do calor, trazendo um melhor rendimento no aquecimento e evitando quebra de balões, elemento de aquecimento de fácil substituição.



Esta Manta aquecedora Fisatom, é fabricada para balões de fundo redondo em vidro com dimensões de acordo com as normas ISO 1773 e ASTM 1403. As mantas Fisatom devem ser utilizadas com os balões de acordo com essas normas, o uso de balões fora das normas implica a perda da garantia.

Contate-nos



☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

Especificações

Modelo	23	53	103	203
Capacidade do balão (L)	0,25	0,5	1	2
Ø balão (mm)	86	105	131	168
Regulador de potência (incluso)	000407			
Potência total (W)	300	470	600	850
Peso (Kg)	1,08	1,08	1,17	1,8
Dimensões (cm)	Ø 21 x 13,2	Ø 24,4 x 15,6	Ø 26,2 x 17,2	Ø 31,6 x 19,3
Tensão (V)	115 ou 230			
Frequência (Hz)	50-60			
Código 115V	000231	000531	001031	002031
Código 230V	000232	000532	001032	002032

Acessórios

Regulador de Potência modelo 407 (incluso)



Controle de potência que atua por impulsos elétricos de tempo variável, monitorado por lâmpada piloto. Ideal para mantas aquecedoras e fitas de aquecimento.

- Para temperaturas acima de 50°C
- Bivolt
- Grau de proteção IP21
- Para aquecedores com carga máxima de 1.150 W em 115 V ou 2.300 W em 230 V, 50-60 Hz