

Ficha Técnica

Determinador de Ponto de Fusão até 300 °C Mod.431D-115V- código **0431D1**

Determinador de Ponto de Fusão até 300 °C Mod.431D-230V- código **0431D2**

Determinador de Ponto de Fusão digital, de 50°C até 300 °C Modelo 431D



Determinador de Ponto de Fusão a seco, com indicação digital de temperatura, visual com sistema óptico de maior aumento facilitando visualização do ponto de fusão e com intensa iluminação memória para registro da temperatura de fusão, design compacto e ergonômico. Utiliza pouco espaço na bancada e maior conforto postural para o usuário. sistema de resfriamento rápido por ventilação. Acompanha.

Descrição Técnica:

- Ponto de fusão digital modelo 431D;
 - Amostras ao mesmo tempo: 3
 - Sistema óptico: Aumento de 4X
- Resolução do termômetro digital: 0,1 °C
- Faixa de utilização: de 50 a 300 °C
 - Potência: 50 W;
 - Frequência: 50-60Hz;
 - Dimensões (LxPxH): / Dimensões da embalagem (LxPxH):;
 - Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg
 - Acompanha pasta térmica, 150 pçs de tubo capilar, termômetro de vidro com certificado de calibração, haste de inox para limpeza interna do bloco de aquecimento