

## Ficha Técnica

Placa aquecedora 31 x 31 cm Mod.509D-115V- código **0509D1**

Placa aquecedora 31 x 31 cm Mod.509D-230V- código **0509D2**

Placa aquecedora modelo 509D com 31 x 31 cm e potência de 1600 W



Placa aquecedora digital quadrilátera em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, com indicação digital, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC. Possui controle de temperatura da placa por sistema PID, alarme, offset, autotuning (adéqua o controle de aquecimento ao processo específico) e comunicação Bluetooth para tablet (android).

### Descrição Técnica:

- Placa aquecedora modelo 509D;
- Diâmetro da placa de 31 x 31 cm;
- Controle de temperatura digital: (ambiente+5) até 350°;
- Potência : 1600 W;
- Frequência : 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): 31 x 31 x 18/ Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg