

Ficha Técnica

Placa aquecedora 62 x 31 cm Mod.510D-230V- código **0510D2**

Placa aquecedora modelo 510D com 62 x 31 cm e potência de 3200 W



Placa aquecedora digital quadrilátera em alumínio inquebrável injetado com resistência blindada incorporada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa, com indicação digital, lâmpada piloto, construída externamente em alumínio com acabamento em epóxi, possui cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC. Possui controle de temperatura da placa por sistema PID, alarme, offset, autotuning (adéqua o controle de aquecimento ao processo específico) e comunicação Bluetooth para tablet (android).

Descrição Técnica:

- Placa aquecedora modelo 510D;
- Diâmetro da placa de 62 x 31 cm;
- Controle de temperatura digital: (ambiente+5) até 350°;
- Potência : 3200 W;
- Frequência : 50-60Hz;
- Grau de proteção: IP23
- Dimensões (LxPxH): 62 x 31 x 18/ Dimensões da embalagem (LxPxH):;
- Peso do produto: kg /Peso do produto embalado: kg