

## Barras magnéticas

### Revestidas em PTFE

As Barras magnéticas Fisatom foram projetadas para utilização em agitadores magnéticos. Fabricadas em alnico com revestimento em PTFE, proporcionando alta resistência a produtos químicos e a temperaturas extremas (-270 °C a +260 °C), grande durabilidade, impermeáveis e não descartáveis. Dimensões sujeitas a pequena variação.

### Contate-nos



(11) 3864-1333

(11) 96477-1333

vendas@fisatom.com.br


www.fisatom.com.br



## Lisas

Revestidas em PTFE


<b>Dimensões da barra</b>	3 x 5 mm	3 x 10 mm	5 x 15 mm	7 x 20 mm	7 x 25 mm	7 x 30 mm	7 x 40 mm	7 x 50 mm
<b>Código</b>	190209	190210	190211	190212	190213	190214	190215	190216



## Lisas para produtos viscosos

Revestidas em PTFE

<b>Dimensões da barra</b>	9 x 30 mm	9 x 40 mm	10 x 50 mm	10 x 70 mm	10 x 80 mm	16 x 65 mm	13 x 80 mm	16 x 100 mm
<b>Código</b>	190217	190218	190219	190237	190244	190220	190221	190222




## Com anel

Revestidas em PTFE

<b>Dimensões da barra</b>	9 x 25 mm	11 x 37 mm	11 x 52 mm	14 x 76 mm	16 x 80 mm
<b>Código</b>	190223	190224	190225	190226	190227


*Recomendado*



## Octogonais com anel

Revestidas em PTFE


<b>Dimensões da barra</b>	9 x 25 mm	11 x 37 mm	11 x 52 mm
<b>Código</b>	190260	190261	190262



## Angulares

Revestidas em PTFE

<b>Dimensões da barra</b>	8 x 22 mm	10 x 38 mm	14 x 61 mm
<b>Código</b>	190240	190241	190242




## Ovais

Revestidas em PTFE

Dimensões da barra	8 x 22 mm	10 x 30 mm	14 x 40 mm
Volume máximo recomendado	50 mL	250 mL	500 mL
Código	190230	190231	190232


Recomendadas para balões de fundo redondo



## Triangulares

Revestidas em PTFE


Dimensões da barra	10 x 10 x 25 mm	13 x 13 x 40 mm	14 x 15 x 50 mm
Código	190233	190234	190235



## Estrela

Revestidas em PTFE


Dimensões da barra	Ø 22 x 10 mm
Código	190243



## Coloridas

Revestidas em PTFE

Dimensões da barra	7 x 20 mm	7 x 30 mm	9 x 25 mm
Cor	Amarelo	Azul	Vermelho
Código	190265	190266	190267




## De vidro

Revestidas em vidro

Dimensões da barra	10 x 30 mm
Código	190236


Não contém PTFE



## Retangulares

Revestidas em PTFE


Dimensões da barra	30 x 80 x 15 mm
Código	190256



## Espátula

Revestidas em PTFE

Dimensões da barra	20 x 20 x 260 mm
Código	190252



## Pescador de barras

Revestidas em PTFE

Dimensões da barra	10 x 270 mm	13 x 350 mm
Código	300091	300090