

Ficha Técnica

Agitador Mecânico 20 L Mod. 715W – Bivolt - código 715WS

Agitador Mecânico com capacidade até 20 L de líquidos, rotação controlável 170 a 2000 r/min com hélice e suporte. modelo 715W



Agitador mecânico para produtos com viscosidade até 10.000 mPas. Rotação regulável por circuito eletrônico com compensação automática de rotação, corpo em alumínio com acabamento em epóxi eletrostático. Fornecido com suporte e hélice.

- Indicado para agitar: até 20 litros de água ou outros líquidos com viscosidade semelhante;
- Viscosidade máxima: 10.000 mPas (Media);
- Controle eletrônico linear de rotação: de 170 a 2000 r/min;
- Tacômetro digital e aviso de sobrecarga;
- Potência consumida: 70 - 130Watts;
- Torque aproximado: 5 N.cm;
- Grau de proteção: IP41;
- Bivolt ; 115 ~ 230V (automático);
- Frequência : 50 - 60 Hz;
- Dimensões: (LxPxA);
- Dimensões da embalagem: (LxPxA);
- Peso do produto: 2,1 Kg;
- Peso do suporte: 2,5 Kg;
- Peso do produto embalado: Kg
- Acompanha suporte e uma hélice tipo naval.

Opcionais:



**Suporte universal
modelo 450-2
- cód. 045020**



**Mufa dupla
modelo 470
- cód. 004700**



**Haste 28 cm com hélice
centrifuga Ø 3 cm
- cód. 200.350**



**Haste 28 cm com hélice
centrifuga Ø 5 cm
- cód. 200.360**



**Haste 28 cm com hélice
naval Ø 6 cm
- cód. 200.430**



**Haste 28 cm com hélice
paleta
Fechada Ø 1,5cm
Aberta Ø 10cm
- cód. 200.470**



**Haste 28 cm com hélice
naval PTFE Ø 7 cm
- cód. 200.720**



**Haste 28 cm com hélice
naval ECTFE Ø 5 cm
- cód. 200.490**