

Ficha Técnica

Regulador de potência bivolt para aquecedores modelo 408- código **000408**

Regulador de potência modelo 408, bivolt para aquecedores com até 1.800 W em 115 V ou 3600 W em 230V. Com duas saídas, podendo controlar mantas com duas zonas de 10 A cada.



Sobre o produto:

Controle de potência que atua por impulsos elétricos de tempo variado, monitorado por lâmpada piloto, ideal para mantas aquecedoras e fitas de aquecimento, para temperaturas acima de 50°C, com proteção grau IP21

Descrição Técnica:

- Regulador de potência 408;
- Potência do aquecedor que será regulado: 1.800 W em 115 V ou 3600 W em 230V;
- Frequência: 50-60 Hz;
- Dimensões (LxPxH): cm / Dimensões da embalagem (LxPxH): cm;
- Peso do produto: kg / Peso do produto embalado: kg