



Splash Guards

Protetor contra respingos

Protetor contra respingos confeccionado em silicone, para ser utilizado sobre as mantas aquecedoras, ajuda a prevenir danos por derramamento de produtos químicos no interior do equipamento e melhora a segurança operacional quando se trabalha com produtos inflamáveis.

Modelo	Para uso nos modelos de mantas aquecedoras
100.540	12, 12E, 22, 22E, 12M, 22M, 27, 47
100.550	52, 52E, 102, 102E, 52M, 102M, 107, 207, 102-6, 102-3
100.510	202, 202E, 202M, 302
100.560	642, 652, 602
100.570	1212, 1202
100.580	2422, 2402
100.610	22-3, 22-6, 52-3, 52-6



Tempertura máxima suportada 200 °C.

Contate-nos



☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br