

Ficha Técnica Agitador magnético mod. 751



Agitador magnético, estrutura em alumínio injetado com acabamento em epóxi eletrostático. Com controle de rotação.

DADOS TÉCNICOS	
Agita até *	1000ml (H2O)
Controle de rotação	Digital
Tipo de produtos	Líquidos com viscosidade próxima da água
Rotação *	De 50 a1000 r/min
Potência do motor	5 W
Tipo do motor	Bobina (sem componentes moveis)
Sentido de rotação	horário
Aquecimento	Não
Temperatura de operação	10 a 40 °C
Grau de proteção	IP 52
Tensão de alimentação	Mod. 115V de 110 a 140V Mod. 230V de 210 a 240V
Acompanha barra magnética	7x25
Peso	
Dimensões(LxPxH)	
Dimensões da embalagem (LxPxH)	
Peso com embalagem	

* A rotação máxima depende do tamanho da barra magnética e do tipo de produto a ser agitado.

Acessórios inclusos no fornecimento:

Barras magnéticas;

Mod. 7 x 25 cód. 190.213


Características técnicas podem mudar sem prévio aviso

www.fisatom.com.br


Opcionais disponíveis:

Barras Magnéticas


LISAS STANDARD

	Descrição	Código
	7 x 25mm	190.213
	7 x 20mm	190.212
	5 x 15mm	190.211


VIDRO

	Descrição	Código
	10 x 30mm	190.236


LISAS COM ANEL CENTRAL

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.260

OCTOGONAIS

	Descrição	Código
	9 x 25mm	190.260


ANGULARES

	Descrição	Código
	8 x 22mm	190.240


COLORIDAS

	Descrição	Código
	7 x 30mm AM	190.266
	9 x 25mm VM	190.267
	7 x 20mm AZ	190.265

HASTE TRASEIRA


	Descrição	Código
	HASTE	360.370

PESCADOR DE BARRAS

	Descrição	Código
	13 x 350mm	300.090

Mufa, Pinça

MUFA

	Descrição	Código
	Mod.470	004700

PINÇA

	Descrição	Código
	Mod.462	004620