



modelo 722



modelo 723

Agitadores Mecânicos

Para produtos viscosos

Agitadores mecânicos para produtos viscosos como cremes, géis e outros, tacômetro digital, corpo metálico, pintura epóxi branca, eixo passante que facilita a regulagem da altura da haste, com duas faixas de rotação permitindo a escolha ideal para a homogeneização do produto, mandril para fixação da haste.

Contate-nos




☎ (11) 3864-1333

📱 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br



Especificações

Modelo	722	723
Agita água até	60 L	150 L
Agita creme até	5 Kg	6 Kg
Viscosidade	Alta até 80.000 mPas	Alta até 100.000 mPas
Faixa de rotação	120–500 r/min 500–2.000 r/min	90–400 r/min 400–1.600 r/min
Resolução	1 rpm	
Estabilidade	+- 50rpm ou +-5% da rotação*	
Torque (aproximado)	120–35 N.cm 500–130 N.cm	150–60 N.cm 750–210 N.cm
Tipo de haste / hélice (incluso)	Ø 9,5 x 600 mm – Naval Ø 12 mm	
Suporte / mufa (incluso)	004503 / 004740	
Fixador do recipiente (opcional)	Cinta braçadeira (código 000475)	
Hélice adicional (opcional)	Ver hélices compatíveis	
Disponível na versão planetário	Sim	Sim
Tipo de controle	Mecânico	Mecânico
Tacômetro digital	Sim	Sim
Timer	Não	Não
Aviso de sobrecarga	Não	Não
Nível de ruído	66 dB-C	63 dB-C
Potência útil	60 W	155 W
Potência consumida c/ carga	240 W	360 W
Mandril (fixação de 1,5 a 10 mm)	Metálico, com chave	
Grau de proteção	IP23	IP23
Peso	6,9 Kg	7,8 Kg
Tensão	115–230 V	
Frequência	50–60 Hz	
Código 115V	0722S1	0723S1
Código 230V	0722S2	0723S2

*O maior entre os dois valores (com carga)

Acessórios (inclusos)

Suporte universal

cód. 004502



Hélice naval

– em inox
cód. 200460



Acessórios (opcionais)

Cinta braçadeira modelo 475

cód. 000475



Hélice centrífuga

– em inox
cód. 200370 (Ø8 cm)



Hélice naval

– em inox
cód. 200450 (Ø8 cm)



Hélice naval

– em PTFE
cód. 200730 (Ø7 cm)



Hélice naval

– em ECTFE
cód. 200500 (Ø12 cm)



Hélice pá

– em inox
cód. 200390 (Ø10 cm)



Hélice basculante

– em inox
cód. 200480 (Ø7 cm)
cód. 200420 (Ø9 cm)




Hélice basculante

– em ECTFE
cód. 200520 (Ø7 cm)
cód. 200540 (Ø9 cm)



Hélice âncora

– em inox
cód. 200190 (Ø13 cm)



Hélice dispersora

– em inox
cód. 200130 (Ø 6,5)



Veja informações completas
sobre hélices na ficha
técnica das hélices.

Comparativo entre os Agitadores Mecânicos Fisatom



Especificações

Modelo	711	715W	713D	722	723
Agita água até	6 L	20 L	25 L	60 L	150 L
Agita creme até	—	—	2,5 Kg	5 Kg	6 Kg
Viscosidade	Até 1 mPas	Média até 10.000 mPas	Eixo alta rotação: média até 10.000 mPas Eixo alto torque: até 100.000 mPas	Alta até 80.000 mPas	Alta até 100.000 mPas
Faixa de rotação	170 a 2.000 r/min	170 a 2.000 r/min	Eio alta rotação: 170–5.000 r/min Eixo alto torque: 10–280 r/min	120–500 r/min 500–2.000 r/min	90–400 r/min 400–1.600 r/min
Torque (aproximado)	—	5 N.cm	Eixo alta rotação: 5 N.cm Eixo alto torque: 90 N.cm	120 – 35 N.cm 500 – 130 N.cm	150 – 60 N.cm 750 – 210 N.cm