



modelo 557



modelo 558

Banhos redondos

Controle digital

Os banhos de aquecimento com controle digital Fisatom proporcionam um aquecimento controlado, permitindo atingir temperaturas com precisão. Cuba fabricada em inox, com corpo de alumínio com pintura epóxi e controle de temperatura por microprocessador.



A foto é apenas ilustrativa.
A vidraria não acompanha o equipamento.

Contate-nos



(11) 3864-1333
(11) 96477-1333
vendas@fisatom.com.br
www.fisatom.com.br

Especificações

Modelo	557	558
Dimensões da cuba	Ø 25 x 12 cm	Ø 24 x 11 cm Semiesférica
Capacidade	4 L	3 L
Controle de temperatura	Digital – PID	Digital – PID
Faixa de temperatura	50 a 175 °C	50 a 150 °C
Plataforma interna	Incluso	n/d
Tampa de 5 aneis	Opcional	n/d
Estabilidade (em circulação)	± 1 °C	± 1 °C
Resolução	0,1 °C	0,1 °C
Potência	1.200 W	1.000 W
Resistência	Aparente	Embutida
Isolação térmica	Sim	Sim
Frequência	50–60 Hz	50–60 Hz
Tensão	115 ou 230 V	115 ou 230 V
Código em 115 V	005571	005581
Código em 230 V	005572	005582

Comparativo entre os Banhos de Aquecimento redondos Fisatom



Especificações

Modelo	550	557	558	555 (com agitação)
Dimensões da cuba	Ø 25 x 12 cm	Ø 25 x 12 cm	Ø 24 x 11 cm Semiesférica	Ø 25 x 12 cm
Capacidade	4 L	4 L	3 L	4 L
Controle de temperatura	Termostato capilar	Digital – PID	Digital – PID	Digital – PID
Faixa de temperatura	50 a 120 °C	50 a 175 °C	50 a 150 °C	50 a 150 °C

Acessório (opcional)

Tampa de 5 anéis



Para reduções de Ø 17; 13; 9,5 e 6,5 cm