



## Plataforma elevatória

### Tipo “Jack”

As plataformas elevatórias Fisatom foram projetadas para auxiliar o posicionamento vertical de equipamentos. Fabricados em alumínio e latão, com base e plataforma em pintura epóxi. Os modelos 453-2 e 453-3 possuem encaixe para haste traseira.

Modelo	Plataforma	Altura (H)		Material da plataforma	Material dos braços	Peso	Sustenta até	Código
		mín.	máx					
453-1	10 x 10 cm	4,5 cm	17 cm	Inox	Latão	1 kg	7 kg	045310
453-2	20 x 20 cm	7,5 cm	35 cm	Alumínio	Alumínio	4 kg	10 kg	045320
453-3	27 x 22 cm	8 cm	50 cm	Alumínio	Alumínio	5 kg	10 kg	045330

### Acessórios (opcionais)

- Haste de 30 cm, que facilita a fixação de pinças e mufas;
- Pinças e mufas.

### Contate-nos



(11) 3864-1333  
(11) 96477-1333  
vendas@fisatom.com.br  
www.fisatom.com.br