



modelo 555

Banhos redondos com agitação

Controle digital

O banho de aquecimento com agitação e controle digital Fisatom proporciona circulação interna por agitação magnética e aquecimento controlado, garantindo uma melhor homogeneização e precisão da temperatura. Cuba fabricada em inox, com corpo de alumínio em pintura epóxi, plataforma interna e controle digital de temperatura e rotação.

Contate-nos



(11) 3864-1333
(11) 96477-1333
vendas@fisatom.com.br
www.fisatom.com.br

Especificações

Modelo	555 (com agitação)
Dimensões da cuba	Ø 24 x 12 cm
Capacidade	4 L
Controle de temperatura	Digital
Faixa de temperatura	50 a 120 °C
Plataforma interna (incluso)	Suporte de provas
Barras magnéticas (incluso)	9 x 25; 11 x 37; 11 x 52
Tampa de 5 aneis	Opcional
Estabilidade (depende de circulação)	± 1 °C
Resolução	1 °C
Potência	1.200 W
Isolação térmica	Sim
Circulação	Magnética de 150 a 1.200 r/min
Código em 115 V	—
Código em 220 V	005552

Acessórios (opcionais)

Tampa de 5 aneis



Para reduções de Ø 17; 13; 9,5 e 6,5 cm

Barras magnéticas de diversas dimensões e Pescador de barras.