



modelo 475

Cinta braçadeira

Em silicone

A Cinta braçadeira Fisatom foi projetada para fixar recipientes de 80 a 250 mm de Ø apoiados na bancada ou até 500 g suspensos. Fabricada com cinta de silicone, corpo em latão, haste de aço inox e mufa em alumínio (modelo 470).

	Modelo 475
Medidas da haste	Ø13 x 200 mm
Diâmetro da abertura	80 a 250 mm
Código	004750

Contate-nos



☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br



modelos 460 e 462



modelo 463



modelo 465

Pinças com hastes simples

De 2 e 3 dedos

As Pinças Fisatom foram projetadas para fixação de buretas, balões e condensadores. Fabricadas em alumínio injetado com acabamento em pintura epóxi, dedos revestidos em PVC e haste de aço inox.

	Modelos			
	463	465	460	462
Número de dedos	2	2	3	3
Abertura da garra	De 4 a 17 mm	De 16 a 52 mm	Até 102 mm	Até 52 mm
Medidas (diâmetro x comprimento da haste)	6,5 x 120 mm	13 x 125 mm	13 x 150 mm	13 x 125 mm
Código	004630	004650	004600	004620



Pinças com mufa giratória

De 2 e 3 dedos

As Pinças com mufa giratória Fisatom foram projetadas para fixação de buretas, balões e condensadores em qualquer ângulo desejado. Fabricadas em alumínio injetado, acabamento em pintura epóxi e dedos revestidos em PVC.

	Modelos		
	466	461	464
Número de dedos	2	2	3
Abertura da garra	De 16 a 52 mm	Até 102 mm	Até 52 mm
Abertura da mufa	16 mm	16 mm	16 mm
Código	004660	004610	004640



modelo 472



modelo 473



modelo 476

Acopladores de juntas

Juntas cônicas e esféricas

Os Acopladores de juntas Fisatom foram projetadas para serem utilizadas para fixação em juntas. Fabricadas para resistir a produtos químicos corrosivos devido à sua estrutura em aço inox.

	Modelos	
	476	473
Utilizada para junta	Cônica 24/40	Esférica 35/20
Código	004760	004730

modelo 470



modelo 471



modelo 474



Mufas duplas

Para fixar duas hastes

As Mufas duplas Fisatom foram projetadas para fixação de hastes em 90°. Fabricadas em alumínio injetado e acabamento em pintura epóxi.

	Modelos		
	470	471	474
Haste do suporte (Ø)	16 mm	13 mm	19 mm
Haste secundária (Ø)	16 mm	8 a 13 mm	10 a 16 mm
Código	004700	004710	004740



Suportes para funil

Em formato de anel

Os Suportes para funil Fisatom foram projetados em diversos tamanhos. Compostos por anel em latão revestido em PVC e haste de Ø 6,3 x 150 mm em aço inox.

	Modelos			
	478-1	478-2	478-3	478-4
Diâmetro do anel	50 mm	66 mm	100 mm	130 mm
Código	047810	047820	047830	047840



Pinça reta

Ponta fina

As Pinças retas Fisatom são fabricadas em inox com ponta fina.

	Modelo 490
Comprimento	145 mm
Código	004900



Mini-espátulas

Em inox

As Mini-espátulas Fisatom foram projetadas em diversos formatos para maior versatilidade. Fabricados em aço inox, com um comprimento total de 150 mm.

	Modelos					
	491-1	491-2	491-3	491-4	491-5	491-6
Formato da ponta	Concha	Concha	Plano reto	Plano reto	Concha	Concha
Tamanho da ponta	6 x 15 mm	6 x 15 mm	4,5 x 40 mm	4,5 x 40 mm	3 x 12 mm	3,5 x 12 mm
Revestimento em halar	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Código	049110	049120	049130	049140	049150	049160