



modelo 500F

Fulkontrol

Para temperaturas elevadas

Os aquecedores Fulkontrol Fisatom foram projetados para aquecer rapidamente até altas temperaturas, substituindo aquecedores com chamas. Possui elemento de aquecimento em cerâmica refratária e resistência de níquel cromo. Conjunto formado para fácil substituição da resistência.

O fornecimento desse equipamento inclui haste de fixação traseira e suporte reversível em cerâmica, com alojamentos para balões 500 a 1.000 ml e frascos Kjeldahl de 500, 650 e 800 ml.

Especificações

Modelo	500F
Dimensões	Ø 15 x 14,5 cm
Potência	700 W
Temperatura	50 a 650 °C
Frequência	50-60 Hz
Tensão	230 V
Código em 230 V	0500F2

Contate-nos



(11) 3864-1333

(11) 96477-1333

vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br